

SELECIONE O IDIOMA

SELECT THE LANGUAGE

SELECCIONAR IDIOMA



**Fabricado por / Manufactured by/ Fabricado por**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 - Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil/Brazil

Tel.: +55 15 - 3328 8200 / 0800 7031455

Responsável Técnico / Technical Responsible: Roger Morelli CREA-SP 5060214985



**Representante Europeu / European Representative / Representante Europeo**

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

Tel.: 351 21 4439292

**Importante/ Important/ Importante:** Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o nº do registro, e acesse o arquivo digital em [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). / To consult the Instruction for Use, check the version indicated on the product label along with the registration number, and access the digital file at [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). To get the printed Instruction for Use, without cost, please let us know through our Customer Service at + 55 (15) 3328-8200 or send us an email at [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br). / Para ver la Instrucción de Uso, compruebe la versión indicada en la etiqueta del product junto con el número del expediente, y acceda a el archive digital en [www.morelli.com.br](http://www.morelli.com.br). Para el uso de instrucciones impreso sin costo de emisión y envío, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente a través del teléfono +55 15 3328-8200 o por correo electrónico [sac@morelli.com.br](mailto:sac@morelli.com.br).

**Instrução de Uso / Instruction for Use / Instrucción de uso:** 01.09.541 - Rev.00

**Data de Emissão / Emission date / Fecha de Emisión:** 11/2019

**MS/ANVISA nº:** 10396830037

**Nome Técnico ANVISA :** Componentes Para Ortodontia

**Nome Comercial da Família ANVISA :** Bráquetes, Bandas e Tubos

Simbologia disponível na embalagem/ Symbology available on packaging/ Simbología disponible en la embalaje



Fabricante  
Manufacturer  
Fabricante



Representante na  
Comunidade Européia  
Representative in the  
European Community  
Representante en la  
Comunidad Europea



Endereço  
Address  
Dirección



Telefone de contato  
Contact phone  
Teléfono de contacto.




Consulte as instruções de  
uso digital  
Refer to instructions for use  
digital  
Consulte las instrucciones  
de uso digital



Consulte as instruções de  
uso  
Refer to instructions for use  
Consulte las instrucciones  
de uso



Cuidado! Ler as  
instruções de uso  
Caution! Read the  
instructions for use  
¡Precaución! Lea las  
instrucciones de uso



Solicite gratuitamente a  
instrução de uso impressa  
Request free printed IFU  
Solicite gratuitamente la  
instrucción de uso impresa



Prazo de validade  
Expiration date  
Plazo de validez



Código do produto  
Product reference  
Código del producto



Número de lote  
Lot number  
Número de lote



Não reutilizar  
Do not reuse  
No lo reutilice



Não utilizar se a  
embalagem estiver  
danificada ou aberta  
Do not use if package is  
damaged or opened  
No lo utilice si la embalaje  
está danada o abierta



Produto esterilizado por  
Óxido de Etileno  
Ethylene Oxide Sterilized  
Product  
Producto esterilizado con  
Óxido de Etileno




Produto esterilizado por  
Radiação Gama  
Product sterilized through  
Gamma Rays  
Producto esterilizado por  
Radiación Gama



Produto esterilizável em  
autoclave à temperatura  
indicada  
Product autoclavable at  
indicated temperature  
Producto autoclavable a la  
temperatura indicada



Fabricado em látex  
Manufactured in latex  
Fabricado en latex



Uso sob prescrição do  
profissional e venda  
controlada  
Prescription Only  
Uso sob prescripción del  
profissional y venta  
controlada.



Marcação CE para  
dispositivos classe I  
CE Mark for class I devices  
Marcado CE para  
dispositivos de classe I




Marcação CE para  
dispositivos classe IIa e IIb  
CE Mark for class IIa and IIb  
devices  
Marcado CE para dispositivos  
de classe IIa y IIb



Não reesterilizar  
No vuelva a esterilizar  
Do not reesterilize

Simbologia empregada varia de acordo com as características técnicas de cada produto.  
/ Symbology employed varies according to the technical characteristics of each product. /  
Simbología utilizada varía en función de las características técnicas de cada producto.

## Tube Autoligado - SLTube



Os Tubos Autoligados têm por finalidade transferir aos dentes os esforços de:

- Arcos Intraorais;
- Molas;
- Elásticos.

### Indicação de uso:

Os Tubos Autoligados são indicados para auxiliar no tratamento das maloclusões em pacientes que requerem movimentações ortodônticas. Os Tubos Autoligados possuem um Clip em NiTi passivo que mantém o fio dentro do slot e não exerce pressão ativa no fio durante o tratamento.



Slot totalmente passivo, os fios correm livremente em todos os calibres

As situações clínicas de aplicação mais comum são:

- Verticalização de molares;
  - Rotação de molares;
  - Intrusão de dentes.
- a) Classificação de Angle:
- Classe I
  - Classe II
  - Classe III
- b) Problemas nos dentes e nos ossos:
- Prognatismo;
  - Retrognatismo;
  - Mordida Profunda;
  - Mordida Aberta;
  - Apinhamento;
  - Mordida cruzada anterior;
  - Mordida cruzada posterior;
  - Diastema.

### Manuseio:

Recomendamos utilizar a "Pinça para Tube" (ref. 75.01.027).

### Colagem:

Para uma colagem segura e eficaz, utilize **Orthoprimer** (ref. 85.01.016) e **Orthobond Plus** (ref. 85.01.017).

Siga as recomendações do nosso "Manual de Colagem Direta" em [www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes](http://www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes).

### Advertências de colagem:

Todos os tubos Morelli possuem jateamento e descontaminação criteriosa das bases.

Não toque as superfícies de adesão antes de aplicar primer/adesivo, pois qualquer contato pode provocar contaminações, causando falhas na interface adesiva.

Não utilize métodos de desinfecção e esterilização na base, pois podem contaminá-las, causando falha do sistema de retenção.

Não realize jateamentos, limpezas ou aplicação de outros tipos de silano na base de qualquer tubo Morelli, pois o tratamento de superfície ideal já é feito durante a fabricação.

Em caso de contaminação na base, descartar e substituir a peça.

Na colagem utilize sempre adesivos ortodônticos, que promovem melhor adesão e facilitam a remoção do adesivo residual do dente, preservando seu esmalte. Resinas não ortodônticas são mais densas, penetram menos na base do tubo e dificultam sua remoção do dente e consomem mais brocas.

Proceder com o isolamento adequado no momento da colagem, evitando a contaminação por sangue ou saliva.

Evite colar tubos com interferências na oclusão para impedir que haja desgastes na superfície dentária ou descolamento prematuro.

Ao colar, remova o excesso de adesivo para não obstruir o clip

**Remoção:**

Utilizar instrumento de remoção para bráquetes.

**Contraindicações:**

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Reabsorção radicular;
- Reabsorção óssea existente;
- Descalcificação existente no esmalte dentário.

**Efeitos colaterais:**

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir: danos na mucosa oral e a língua, dificuldade ao falar ou mastigar, descoloração de dentes, descalcificação, reabsorção radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, dor, desconforto e sensibilidade.

**Composição/informação sobre os componentes:**

Tubo: Aço Inoxidável Cr = 15% - 17,5% / Ni = 3,0% - 5,0%


Clip: Nitinol superelástico Ni= 54.5 - 57.0%

**Validade:**

10 anos

**Advertências:**

Feche o clip, certificando-se de cobrir completamente o slot, conforme figura.



Abra o clip com explorador ou ponta similar usando o furo (1), e feche com o dedo. Se houver resistência ao abrir, remova o tártaro e use somente o entalhe em 'V' (2), conforme figura.

Oriente o paciente a NÃO MASTIGAR OU MORDER ALIMENTOS DUROS durante o tratamento ortodôntico, para que não haja descolamento prematuro.

Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a estes metais. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada, diminuição da eficiência na colagem e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada ou aberta, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprenimento das peças, não deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.


Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

**ATENÇÃO:**

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

**Self Ligating Tube - SLTube**




The self ligating tubes are intended to transfer to the teeth the efforts of:

- Intraoral arches;
- Springs;
- Elastics.

**Use indication:**

Self ligating Tubes are indicated to assist in the treatment of malocclusions in patients requiring orthodontic movements. Self ligating Tubes have a passive NiTi Clip that holds the wire inside the slot and does not actively pressure the wire during treatment.



Fully passive slot, wires run freely on all calibers

The most common clinical situations are:

- Verticalization of molars;
  - Rotation of molars;
  - Intrusion of teeth.
- a) Angle's classification:
- Class I
  - Class II
  - Class III
- b) Problems in teeth and bones:
- Prognathism;
  - Retrognathism;
  - Deep Overbite;
  - Open bite;
  - Crowding;
  - Anterior crossbite;
  - Posterior crossbite;
  - Diastema.

**Handling:**

We recommend using "Tube Tweezers" (ref. 75.01.027).

**Bonding:**

For safe and effective bonding, use **Orthoprimer** (ref. 85.01.016) and **Orthobond Plus** (ref. 85.01.017).

**Bonding warnings:**

All Morelli tubes are sandblasting and undergo careful decontamination of the bases. Do not touch the bonding surfaces before applying primer / adhesive, as any contact may cause contamination, causing adhesive interface failures. Do not use disinfection and sterilization methods on the base as they may contaminate them, causing retention failure. Do not sandblast, clean or apply other types of silane at the base of any Morelli tube, as the ideal surface treatment is already done during manufacture.

In case of base contamination, discard and replace the piece.

In bonding always use orthodontic adhesives, which promote better adhesion and facilitate the removal of residual adhesive from the tooth, preserving its enamel. Non-orthodontic resins are denser, penetrate less at the base of the tube, make it difficult to remove from the tooth, and consume more drills.

Proceed with adequate insulation at the time of bonding, avoiding contamination by blood or saliva.

Avoid bonding tubes with occlusion interference to prevent tooth surface wear or premature detachment.

When bonding, remove excess adhesive to avoid clogging the clip.

**Removal:**

Use brackets removal instrument.

**Contraindications:**

Morelli supplies the products only to qualified professionals. It is the responsibility of the orthodontist to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral hygiene;
- Patients incapable of cooperating with the treatment;
- Patients with propitious oral environment to dental enamel demineralization;
- Allergy to any of the orthodontic device materials;
- Diseases or other pre-existent conditions which may impair orthodontic treatment;
- Root reabsorption;
- Existing bone reabsorption;
- Existing decalcification in dental enamel

**Side effects:**

It is the responsibility of the qualified professional to identify any possibility of risk of harm and / or contraindication that may arise during treatment, communicate to the patient the possibility of any unwanted side effect.

During treatment, unwanted side effects may include: damage to oral mucosa and tongue, difficulty in speaking or chewing, tooth discoloration, decalcification, root resorption, periodontal

complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, discomfort, pain, discomfort and sensibility.

**Composition/ Information of components:**

Tube: Stainless Steel Cr = 15% - 17.5% / Ni = 3.0% - 5.0%



Clip: Nitinol superelastic Ni = 54.5 - 57.0%

**Expiring date:**

10 years

**Warnings:**

Close the clip, making sure to completely cover the slot, as shown.



Open the clip with an explorer or similar tip using the hole (1), and close with your finger. If there is resistance when opening, remove the tartar and use only the notch in 'V'(2), as shown.

Orient the patient NOT TO CHEW OR BITE HARD FOOD during orthodontic treatment to prevent premature detachment.

This product contains Nickel and Chromium. A small percentage of the population is allergic to these metals. If allergic reactions occur, direct the patient to seek medical attention.

This product must not be used in a Magnetic Resonance environment as it may cause interference with the images during the examination. It is up to the orthodontic practitioner to warn the patient about this contraindication and arrange for removal of the device if necessary.

This product did not have its biocompatibility and safety evaluated in the MRI environment, the patient should be advised about this condition.



Non reusable product, as its reuse may cause cross infection and loss of mechanical properties due to natural wear.

The product is supplied in unsterile condition, however has proven biocompatibility, not being necessary cleaning, disinfection or sterilization measures, since the package has not been violated. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended purpose prior to use, it is recommended to discard the product. The product should not be reused or reprocessed.

It is up to the qualified professional to guide their patients from the risk of aspiration and deglutition in the hypothesis of breakage / detachment of the pieces, should not be underestimated the possible immediate or late complications resulting from this type of accident and must adequately inform the patient and / or their legal guardians about the risks inherent in the event and what actions to take.

Do not use the product if its packaging has been damaged or opened, in order to minimize possible dangers related to the transmission of microorganisms or possible falsification of products.

Product for exclusive application by a qualified professional, the use by person without the necessary technical knowledge may cause unwanted tooth movement, bone loss, loss of the dental element, fenestration, gingival recession or root dehiscence.


It is up to the qualified professional to guide the patient about correct oral hygiene, to avoid the appearance of plaque and tartar, or diseases such as gingival inflammation (gingivitis), periodontitis or even endocarditis.

Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended to the professional to apply the sanitary norms applicable for the disposal of medical products according to current sanitary regulations.

**ATTENTION:**

Morelli is not responsible for the results obtained by applying the product without due precautions or non-observance of the warnings.

## Tubo Autoligado - SLTube



Los Tubos Autoligados tienen por finalidad transferir a los dientes los esfuerzos de:

- Arcos Intraorales;
- Resortes;
- Elásticos.

### Indicación de uso:

Los Tubos Autoligados son indicados para auxiliar en el tratamiento de las maloclusiones en pacientes que requieren movimientos ortodónticos. Los tubos autoligados poseen un clip en NiTi pasivo que mantiene el hilo dentro de la ranura y no ejerce presión activa en el hilo durante el tratamiento.



Slot totalmente pasivo, los hilos corren libremente en todos los calibres

Las situaciones clínicas de aplicación más común son:

- Verticalización de molares;
  - Rotación de molares;
  - Intrusión de dientes.
- a) Clasificación de Angle:
- Clase I
  - Clase II
  - Clase III
- b) Problemas en los dientes y en los huesos:
- Prognatismo;
  - Retrognatismo;
  - Mordida Profunda;
  - Mordida Abierta;
  - Apiñamiento;
  - Mordida cruzada anterior;
  - Mordida cruzada posterior;
  - Diastema.

### Manipulación:

Recomendamos utilizar la "Pinza para Tubo" (ref. 75.01.027).

### Adhesión:

Para el encolado seguro y eficaz, utilizar **Orthoprimer** (ref. 85.01.016) y **Orthobond Plus** (ref. 85.01.017).

### Advertencia de adhesión:

Todos los tubos Morelli son chorreados y pasan por una descontaminación cuidadosa de las bases, y los cojines cerámicos reciben una capa de silano, imprescindible para una adhesión eficaz.

No toque las superficies de adhesión antes de aplicar primer / adhesivo, ya que cualquier contacto puede provocar contaminación, causando fallas en la interfaz adhesiva.

No utilice métodos de desinfección y esterilización en la base, ya que pueden contaminarlos, causando un fallo del sistema de retención.

No realice chorros, limpiezas o aplicación de otros tipos de silano en la base de cualquier tubo Morelli, pues el tratamiento de superficie ideal ya se hace durante la fabricación.

En caso de contaminación en la base, descartar y sustituir la pieza.

En el pegamento utilice siempre adhesivos ortodónticos, que promuevan mejor adhesión y facilitan la remoción del adhesivo residual del diente, preservando su esmalte. Las resinas no ortodónticas son más densas, penetran menos en la base de los brackets, son difíciles de remover y consumen más brocas.

Proceder con el aislamiento adecuado en el momento del pegamento, evitando la contaminación por sangre o saliva.

Evite pegar el tubo con interferencia en la oclusión para impedir que haya desgaste en la superficie dental o desprendimiento prematuro.

Al pegar, retire el exceso de adhesivo para no obstruir el clip.

**Remoción:**

Utilizar herramienta para remoción de brackets.

**Contraindicaciones:**

La Morelli ofrece los productos sólo a personal cualificado. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicados para el tratamiento tales como:

- Los pacientes con mala higiene bucal;
- Los pacientes incapaces de cooperar con el tratamiento;
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental;
- La alergia a cualquiera uno de los materiales del aparato;
- Las enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia;
- Reabsorción radicular;
- Reabsorción ósea existente;
- Descalcificación existente en el esmalte dental.

**Efectos colaterales:**

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir: daños en la mucosa oral y lengua, dificultad para hablar a masticar, decoloración de los dientes, descalcificación, reabsorción de la raíz, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultad en el mantenimiento de la higiene oral, incomodidad, dolor, incomodidad y sensibilidad.

**Composición/ Información sobre los componentes:**

Tubo: Acero Inoxidable Cr = 15% - 17,5% / Ni = 3,0% - 5,0%


Clip: Nitinol superelástico Ni = 54.5 - 57.0

**Validez:**

10 años

**Advertencias:**

Cierre el clip, asegurándose de cubrir completamente la ranura, como figura.



Abrir el clip con explorador o punta similar utilizando el agujero (1), y cerrar con el dedo. Si hay resistencia al abrir, remover el sarro y utilizar el entalle en "V" (2), conforme figura.



Oriente al paciente a NO MASTIGAR O MORDER ALIMENTOS DUROS durante el tratamiento ortodóntico, para evitar el desprendimiento prematuro.

Este producto contiene Níquel y Cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a estos metales. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico

No utilice este producto en un ambiente de resonancia magnética, ya que puede ocasionar interferencias en las imágenes durante el examen. Cabe al profesional de ortodoncia advertir al paciente sobre esta contraindicación y providenciar la remoción del aparato caso necesario.



Producto no reutilizable. La esterilidad, la limpieza requerida y la resistencia mecánica del dispositivo no está garantizada en caso de reutilización.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

Cabe al profesional habilitado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra / desprendimiento de las piezas, no se debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidente y precisa informar adecuadamente al paciente y / o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

No utilice el producto si la embalaje está danada o abierta, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles productos falsificados.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida de masa ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para





evitar la aparición de placa y tártaro o enfermedades como como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

**ATENCIÓN:**

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Códigos / Reference/ Códigos:

| Código<br>Reference<br>Código | Slot  | Colagem<br>Bonding<br>Colado | Odontograma<br>Odontogram<br>Odontograma   | Gancho<br>Hook<br>Gancho | Quantidade<br>Quantity<br>Cantidad |
|-------------------------------|-------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|
| 20.13.211                     | .022" | Sim<br>Yes<br>Si             |   | Sim<br>Yes<br>Si         | 5                                  |
| 20.13.212                     |       |                              |   |                          |                                    |
| 20.13.221                     |       |                              |   |                          |                                    |
| 20.13.222                     |       |                              |  |                          |                                    |

| Controle de Revisões / Revision Control / Control de révision |                     |  |
|---|---------------------|--|
| Revisão nº<br>Revision nº<br>Revisión nº                      | Data / Date / Fecha | Alterações / Alterations / Actualizaciones   |
| 00  | 11/2019             | Elaboração e disponibilização no portal Morelli. / Elaboration and availability on the Morelli website. / Elaboración y disponibilidad en la página web Morelli. |