

SELECIONE O IDIOMA



SELECT THE LANGUAGE



SELECCIONAR IDIOMA

**Fabricado por / Manufactured by/ Fabricado por**

Dental Morelli Ltda.

Alameda Jundiá, 230/250 – Jardim Saira

CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba – SP Brasil/Brazil

Tel.: +55 15 – 3328 8200 / 0800 7031455

Responsável Técnico / Technical Responsible: Roger Morelli CREA-SP 5060214985

**Representante Europeu / European Representative / Representante Europeo**

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O – C

Oeiras – Portugal – 2780125

Tel.: 351 21 4439292

Importante/ Important/ Importante: Para consultar a Instrução de Uso, verifique a versão indicada no rótulo do produto juntamente com o código, e acesse o arquivo digital em www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrução de Uso impressa, sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone 0800 121455 / 0800 7031455 ou pelo e-mail sac@morelli.com.br. / To consult the Instruction for Use, check the version indicated on the product label along with the code, and access the digital file at www.morelli.com.br/IFU. To get the printed Instruction for Use, without cost, please let us know through our Customer Service at + 55 (15) 3328-8200 or send us an email at sac@morelli.com.br. / Para ver la Instrucción de Uso, compruebe la versión indicada en la etiqueta del product junto con el código, acceda a el archive digital en www.morelli.com.br/IFU. Para el uso de instrucciones impreso sin costo de emisión y envío, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente a través del teléfono +55 15 3328-8200 o por correo electrónico sac@morelli.com.br.

Instrução de Uso / Instruction for Use / Instrucción de uso: 01.09.513 – Rev.02

Data de Emissão / Emission date / Fecha de Emisión: 03/2020

MS/ANVISA nº: 10396830039



Nome Técnico ANVISA: Fio para Ortodontia

Nome Comercial da Família ANVISA: Arcos, Fios e Molas CrNi

Simbologia disponível na embalagem/ Symbology available on packaging/ Simbología disponible en la embalaje

Fabricante
Manufacturer
FabricanteRepresentante na
Comunidade Européia
Representative in the
European Community
Representante en la
Comunidad EuropeaEndereço
Address
DirecciónTelefone de contato
Contact phone
Teléfono de contacto.Consulte as instruções de
uso digital
Refer to instructions for use
digitalConsulte las instrucciones
de uso digitalConsulte las instrucciones
de uso digital

xxxx-xx

Prazo de validade
Expiration date
Plazo de validezNão utilizar se a
embalagem estiver
danificada ou aberta
Do not use if package is
damaged or opened
No lo utilice si la embalaje
está danada o abiertaFabricado em Látex
Manufactured in látex
Fabricado en latexNão reesterilizar
No vuelva a esterilizar
Do not reesterilizeConsulte as instruções de
uso
Refer to instructions for useConsulte las instrucciones
de usoCódigo do produto
Product reference
Código del productoProduto esterilizado por
Óxido de Etileno
Ethylene Oxide Sterilized
Product
Producto esterilizado con
Óxido de EtilenoUso sob prescrição do
profissional e venda
controlada
Prescription Only
Uso sob prescripción del
profissional y venta
controlada.Cuidado! Ler as
instruções de uso
Caution! Read the
instructions for use
¡Precaución! Lea las
instrucciones de usoNúmero de lote
Lot number
Número de loteProduto esterilizado por
Radiação Gama
Product sterilized through
Gamma Rays
Producto esterilizado por
Radiación GamaMarcação CE para
dispositivos classe I
CE Mark for class I devices
Marcado CE para
dispositivos de classe INão reutilizar
Do not reuse
No lo reutiliceProduto esterilizável em
autoclave à temperatura
indicada
Product autoclavable at
indicated temperature
Producto autoclavable a la
temperatura indicadaMarcação CE para
dispositivos classe IIa e IIb
CE Mark for class IIa and IIb
devices
Marcado CE para dispositivos
de classe IIa y IIbSolicite grátis instr.uso impressa:
Get free printed IFU :
Solicite gratuitamente a
instrução de uso impressa
Request free printed IFU
Solicite gratuitamente la
instrucción de uso impresaSimbologia empregada varia de acordo com as características técnicas de cada produto.
/ Symbology employed varies according to the technical characteristics of each product. /
Simbología utilizada varía en función de las características técnicas de cada producto.

Arcos Extraorais



Os Arcos Extraorais são componentes do aparelho ortodôntico, destinados a transmitir forças clínicas geradas fora da cavidade bucal nas regiões cervical, occipital e parietal as quais são aplicadas na movimentação e estabilização de elementos dentários ou no crescimento ósseo maxilofacial.

Indicação de uso:

Utilizado em conjunto com Tracionadores de Segurança, os quais determinam a força aplicada no Arco, são ligados pelo arco externo aos diversos tipos de apoio extraoral, já o arco interno é conectado em tubos ortodônticos ancorados nos dentes que sofrerão a movimentação ou estabilização. As situações clínicas são:

- Controle de ancoragem;
- Distalização de molares;
- Intrusão de molares;
- Inclinação de coroa de molares para distal;
- Contração ou expansão da arcada dentária superior;
- Controle do crescimento maxilar.

Instalação:

O encaixe intrabucal desses produtos são feitos através de um sistema que envolve o dente, a banda, o tubo e a extremidade do arco interno que é introduzida no tubo molar.

A ancoragem extrabucal é feita utilizando em conjunto com Tracionadores de Segurança, os quais determinam a força aplicada no Arco, são ligados pelo arco externo aos diversos tipos de apoio extraoral como Talas Cervicais ou Casquetes de Tração Regulável (Interlandi).

Instruções para o ortodontista:

1. Evite marcas e dobras em cantos vivos ao conformar o AEB, para evitar fraturas.
2. Arredonde as extremidades do arco interno para facilitar o acoplamento aos tubos.
3. Não utilize elásticos para ancorar o AEB: Tracionadores de Segurança são imprescindíveis.
4. Verifique o AEB a cada consulta: fraturas, solturas involuntárias e encaixes incorretos podem ocasionar lesões.
5. Este produto só é indicado para a finalidade declarada pela MORELLI.
6. Demonstre claramente o modo correto de instalação ao paciente ou responsável, entregue o cartão com as **Recomendações de Segurança** e informe que são **imprescindíveis** para evitar lesões.

Recomendações de Segurança para o Paciente:

1. Atenção na colocação ou remoção, pois o manuseio inadequado pode causar lesões na boca, face ou olhos. Utilize um espelho para auxiliar, e sempre encaixe o arco nos tubos antes de acoplar os tracionadores.
2. Informe seu ortodontista caso o encaixe do arco no tubo não corra com facilidade, ou desencaixe com frequência. Sempre desacople os tracionadores antes de remover o arco.
3. Não utilize durante a prática de esportes ou atividades que possam criar contato físico indevido. Arco interno pode causar irritação e pequenas lesões temporárias na boca durante a fase de adaptação.
4. Lave frequentemente para prevenir o acúmulo de resíduos. Caso se observem trincas ou pontos de corrosão, informe seu ortodontista e solicite a substituição.

Diferenciam-se em suas dimensões de modelos, sendo que a escolha do tipo de Arco é realizada pelo profissional, de acordo com a necessidade do tratamento e a morfologia da arcada dentária do paciente.

Armazenagem:

Quando o arco não estiver em utilização deverá ser armazenado de forma adequada, na bolsa projetada especificamente para esta aplicação.



*Todos os arcos vêm acompanhados de uma bolsa para arcos na cor fumê.

Contraindicações:

A Morelli fornece os produtos apenas a profissionais qualificados. É de inteira responsabilidade do ortodontista identificar condições que possam ser contraindicadas para o tratamento, tais como:

- Pacientes com deficiência na higiene bucal;
- Pacientes incapazes de cooperar com o tratamento;
- Pacientes com ambiente bucal propício a desmineralização do esmalte dentário;
- Alergia a qualquer um dos materiais do aparelho ortodôntico;
- Doenças ou outras condições pré-existentes que possam dificultar o tratamento ortodôntico;
- Reabsorção radicular;
- Reabsorção óssea existente;
- Descalcificação existente no esmalte dentário;
- Uso em ambiente de Ressonância Magnética.

Efeitos colaterais:

É da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de dano e/ou contraindicação que possa surgir durante o tratamento, comunicar ao paciente a possibilidade de qualquer efeito colateral não desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais não desejados podem incluir: danos na mucosa oral e a língua, dificuldade ao falar ou mastigar, descoloração de dentes, descalcificação, reabsorção

radicular, complicações periodontais, reações alérgicas, dificuldades na manutenção da higiene oral, dor, desconforto e sensibilidade.

Composição/informação sobre os componentes:

Aço Inoxidável: (C=Máx 0,12% / Mn=Máx 2,0% / Si=Máx 1,0% / P=Máx 0,045% / S=Máx 0,030% / Cr=Máx 19,0% / Ni=Máx 10,0% / Mo=Máx 0,60% / N=Máx 0,10%).

Polímero termoplástico de Poliamida reforçado com Fibra de Vidro.

Validade:

10 anos

Advertências:

O produto é indicado ao paciente por profissional qualificado, o qual deve orientar sobre o uso correto do produto prevendo instalação e remoção do Arco regularmente como em intervalos de cada refeição ou higienização bucal.

Este produto contém Níquel e Cromo. Uma pequena porcentagem da população é alérgica a este metal. Caso ocorram reações alérgicas, oriente o paciente a procurar um médico.

Este produto não deve ser utilizado em ambiente de Ressonância Magnética, pois pode ocasionar interferências nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicação e providenciar a remoção do aparelho caso necessário.



Produto não reutilizável, pois o seu reuso pode causar infecção cruzada e perda de propriedades mecânicas devido ao desgaste natural.

O produto é fornecido na condição não esterilizado, contudo possui biocompatibilidade comprovada não sendo necessárias medidas de limpeza, desinfecção ou esterilização, desde que a embalagem não tenha sido violada. Caso o produto, antes do uso, entre em contato com superfícies ou substâncias diferentes do propósito de uso, recomenda-se descartar o mesmo. O produto não deve ser reutilizado ou reprocessado.

Não utilizar o produto caso a sua embalagem esteja danificada, de modo a minimizar possíveis perigos relacionados à transmissão de microrganismos ou a possível falsificação de produtos.

Cabe ao profissional qualificado orientar seus pacientes do risco de aspiração e deglutição na hipótese de quebra/desprendimento das peças, não deve subestimar as possíveis complicações imediatas ou tardias decorrentes desse tipo de acidente e precisa informar adequadamente o paciente e/ou seus responsáveis legais sobre os riscos inerentes ao acontecimento e quais as condutas a serem tomadas.

Produto para aplicação exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por pessoas sem conhecimento técnico necessário poderá ocasionar movimentação dentária indesejada, perda óssea, perda do elemento dentário, fenestração, recessão gengival ou deiscência de raiz.


Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienização bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tártaro ou ainda doenças como inflamação gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.

Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluídos corporais, recomenda-se ao profissional aplicar as boas práticas clínicas para o descarte de produtos médicos conforme normas sanitárias vigentes.

ATENÇÃO:

A Morelli não se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicação do produto sem as devidas precauções ou inobservância das advertências.

Facebows



Facebows are components of the orthodontic appliance, designed to transmit clinical forces generated outside the oral cavity in the cervical, occipital and parietal regions, which are applied in the movement and stabilization of dental elements or maxillofacial bone growth.

Use Indication:

Used with Safety Tractors, which determine the force applied to the arch, they are connected by the external arch to the several types of extraoral support, since the inner arch is connected in orthodontic tubes anchored in the teeth that will be moved or stabilized. The clinical situations are:

- Anchorage control;
- Molar distalization;
- Intrusion of molars;
- Inclination of crown from molars to distal;
- Contraction or expansion of the upper dental arch;
- Control of maxillary growth.

Installation:

The intra-buccal fitting of these products is made through a system that involves the tooth, the band, the tube and the end of the inner arch that is introduced into the molar tube.

The extraoral anchorage is made using in conjunction with Safety Tractors, which determine the force applied to the Arch, are connected by the external arch to the various types of extraoral support such as Cervical Neckpads or Headgear Adjustable Traction Interlandi.

They differ in their model dimensions, and the type of expansion screw is chosen by the professional, according to the treatment need and the morphology of the patient's dental arch.

Instructions for use to the orthodontist:

1. Avoid marks and folds in sharp edges when conforming the Facebow, to avoid fractures.
2. Round the end of the internal arcs to facilitate the coupling in the tubes.
3. Do not use elastics to anchor the Facebow: Traction Devices are essential.
4. Check the Facebow in each appointment: fractures, involuntary releases and incorrect fits can cause injuries.
5. This product is only indicated for the purpose declared by MORELLI.
6. Show clearly to the patient or responsible the correct mode of installation, give the card with **the Safety Recommendations** and inform that this recommendations **are absolutely necessary** to avoid injuries.

Safety recommendations to the patient

1. Attention at the time of placement or removal, the improper handling or fitting can cause lesions on the mouth, face and eyes. Use a mirror to assist, and always fit the bow in the tubes before coupling the traction device.
2. If the bow does not fit easily or decouple frequently inform your orthodontist. Always decouple the traction devices before remove the bow.
3. Do not use during the practice of sports or activities that can result in improper physical contact. The internal bow can cause irritations and minor temporary injuries in the mouth during the period of adaptation.
4. Wash frequently to prevent residue accumulation. If you notice cracks or corrosion points, inform to your orthodontist and request the replacement.

Storage:

When the arch is not in use, it should be stored properly in the bag designed specifically for this application.



* Accompanies unique handbag for arcs in smoked color.

Contraindications:

Morelli supplies the products only to qualified professionals. It is the responsibility of the orthodontist to identify conditions that may be contraindicated for treatment, such as:

- Patients with poor oral hygiene;
- Patients incapable of cooperating with the treatment;
- Patients with propitious oral environment to dental enamel demineralization;
- Allergy to any of the orthodontic device materials;
- Diseases or other pre-existent conditions which may hinder orthodontic treatment;
- Root resorption;
- Existing bone reabsorption;
- Existing decalcification in dental enamel;
- Use in a Magnetic Resonance environment.

Side effects:

It is the responsibility of the qualified professional to identify any possibility of risk of harm and / or contraindication that may arise during treatment, communicate to the patient the possibility of any unwanted side effect.

During treatment, unwanted side effects may include: damage to oral mucosa and tongue, difficulty in speaking or chewing, tooth discoloration, decalcification, root resorption, periodontal complications, allergic reactions, difficulties in maintaining oral hygiene, discomfort, pain, discomfort and sensibility.

Composition/ Information of components:

Stainless Steel: (C=Máx 0,12% / Mn=Máx 2,0% / Si=Máx 1,0% / P=Máx 0,045% / S=Máx 0,030% / Cr=Máx 19,0% / Ni=Máx 10,0% / Mo=Máx 0,60% / N=Máx 0,10%).

Polyamide Thermoplastic Polymer reinforced with Fiberglass.

Expiry date:

10 years

Warnings:

The product is indicated to the patient by a qualified professional, who must advise on the correct use of the product providing for the installation and removal of the Arch regularly as at intervals of each meal or oral hygiene.

This product contains Nickel and Chrome. A small percentage of the population is allergic to these metal. In case of allergic reactions, advise the patient to seek medical attention.

This product must not be used in a Magnetic Resonance environment as it may cause interference with the images during the examination. It is up to the orthodontic practitioner to warn the patient about this contraindication and arrange for removal of the device if necessary.



Non reusable product, as its reuse may cause cross infection and loss of mechanical properties due to natural wear.

The product is supplied in unsterile condition, however has proven biocompatibility, not being necessary cleaning, disinfection or sterilization measures, since the package has not been violated. If the product comes into contact with surfaces or substances other than its intended purpose prior to use, it is recommended to discard the product. The product should not be reused or reprocessed.

It is up to the qualified professional to guide their patients from the risk of aspiration and deglutition in the hypothesis of breakage / detachment of the pieces, should not be underestimated the possible immediate or late complications resulting from this type of accident and must adequately inform the patient and / or their legal guardians about the risks inherent in the event and what actions to take.

Do not use the product if its packaging has been damaged or opened, in order to minimize possible dangers related to the transmission of microorganisms or possible falsification of products.

Product for exclusive application by a qualified professional, the use by person without the necessary technical knowledge may cause unwanted tooth movement, bone loss, loss of the dental element, fenestration, gingival recession or root dehiscence.

It is up to the qualified professional to guide the patient about correct oral hygiene, to avoid the appearance of plaque and tartar, or diseases such as gingival inflammation (gingivitis), periodontitis or even endocarditis.

Considering that the product is used in contact with mucous membranes and body fluids, it is recommended to the professional to apply the sanitary norms applicable for the disposal of medical products according to current sanitary regulations.

ATTENTION:

Morelli is not responsible for the results obtained by applying the product without due precautions or non-observance of the warnings.

Arcos Extraorales



Los Arcos Extraorales son componentes del aparato ortodóncico, destinados a transmitir fuerzas clínicas generadas fuera de la cavidad bucal en las regiones cervical, occipital y parietal, las cuales son aplicadas en el movimiento y estabilización de elementos dentales o en el crecimiento óseo maxilofacial.

Indicación de uso:

Utilizado en conjunto con Traccionadores de Seguridad, los cuales determinan la fuerza aplicada en el Arco, son unidos por el arco externo a los diversos tipos de apoyo extraoral, ya el arco interno es conectado en tubos ortodóncicos ancorados en los dientes que sufrieron el movimiento o estabilización. Las situaciones clínicas son:

- Control de ancoraje;
- Distalización de molares;
- Intrusión de molares;
- Inclinação de corona de molares para distal;
- Contracción o expansión de la arcada dental superior;
- Control del crecimiento maxilar.

Instalación:

El encaje intrabucal de esos productos son hechos a través de un sistema que implica el diente, la banda, el tubo y la extremidad del arco interno que se introduce en el tubo molar.

El ancoraje extrabucal se hace utilizando en conjunto con Traccionadores de Seguridad, los cuales determinan la fuerza aplicada en el Arco, son unidos por el arco externo a los diversos tipos de apoyo extraoral como Talas Cervicales o Casquetes de Tracción Regulable (Interlandi).

Instrucciones de uso para el ortodontista

1. Evite marcas y doblas en esquina vivo al conformar el Arco, para evitar fracturas.
2. Redondea los extremos del arco interno para facilitar el acoplamiento a los tubos.
3. No utilice para anchar el Arco: los Traccionadores de Seguridad son imprescindibles.
4. Verifique el Arco en cada consulta: fracturas, liberaciones involuntarias y encajes incorrectos pueden ocasionar lesiones.
5. Este producto sólo es indicado para la finalidad declarada por la MORELLI.
6. Demuestre claramente el modo correcto de instalación al paciente o responsable, entregue la tarjeta con las **Recomendaciones de seguridad** y informe que son **imprescindibles** para evitar lesiones.

Recomendaciones de seguridad ao paciente

1. Atención en la colocación o extracción, ya que el manejo inadecuado puede causar lesiones en la boca, la cara o ojos. Use um espejo para auxiliar, y siempre poner el arco a los tubos antes de acoplar los traccionadores.
2. Informe a su ortodoncista si el encaje del arco en el tubo no ocurre con facilidad, o desenganche con frecuencia. Desacople siempre los traccionadores antes de retirar el arco.
3. No utilice durante la practica deportes o actividades que puedan crear contacto físico indebido. El arco interno puede causar irritación y pequeñas lesiones temporales en la boca durante la fase de adaptación.
4. Lave con frecuencia para prevenir la acumulación de residuos. Si se observan grietas o puntos de corrosión, informe a su ortodoncista y solicite la substitución.

Se diferencian en sus dimensiones de modelos, siendo que la elección del tipo de Arco se realiza por el profesional, de acuerdo con la necesidad del tratamiento y la morfología de la arcada dental del paciente.

Almacenamiento:

Cuando el arco no esté en utilización deberá ser almacenado de forma adecuada, en la bolsa proyectada específicamente para esta aplicación.



*Todos los arcos vienen acompañados de una bolsa para arcos en el color gris.

Contraindicaciones:

La Morelli ofrece los productos sólo a personal cualificado. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicados para el tratamiento tales como:

- Los pacientes con mala higiene bucal;
- Los pacientes incapaces de cooperar con el tratamiento;
- Pacientes con ambiente bucal propicio a desmineralización del esmalte dental;
- La alergia a cualquiera uno de los materiales del aparato;
- Las enfermedades o otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia;
- Reabsorción radicular;
- Reabsorción ósea existente;
- Descalcificación existente en el esmalte dental;
- Uso en ambiente de Resonancia Magnética.

Efectos colaterales:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posible riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, notificar al paciente la posibilidad de efectos colaterales no deseados.

Durante el tratamiento, los efectos colaterales no deseados pueden incluir: daños en la mucosa oral y lengua, dificultad para hablar a masticar, decoloración de los dientes, descalcificación, reabsorción de la raíz, complicaciones periodontales, reacciones alérgicas, dificultad en el mantenimiento de la higiene oral, incomodidad, dolor, incomodidad y sensibilidad.

Composición/Información sobre los componentes:

Acero Inoxidable: (C=Máx 0,12% / Mn=Máx 2,0% / Si=Máx 1,0% / P=Máx 0,045% / S=Máx 0,030% / Cr=Máx 19,0% / Ni=Máx 10,0% / Mo=Máx 0,60% / N=Máx 0,10%).

Polímero termoplástico de Poliamida reforzado con Fibra de Vidrio.

Validez:

10 años

Advertencias:

El producto está indicado al paciente por profesional cualificado, lo cual debe orientar sobre el uso correcto del producto previendo instalación y remoción del Arco regularmente como en intervalos de cada comida o higienización bucal.

Este producto contiene Níquel y Cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgica a esto metal. En caso de que ocurran reacciones alérgicas, oriente al paciente a buscar un médico.

No utilice este producto en un ambiente de resonancia magnética, ya que puede ocasionar interferencias en las imágenes durante el examen. Cabe al profesional de ortodoncia advertir al paciente sobre esta contraindicación y providenciar la remoción del aparato caso necesario.



Producto no reutilizable. La esterilidad, la limpieza requerida y la resistencia mecánica del dispositivo no está garantizada en caso de reutilización.

El producto se suministra en condición no estéril, pero ha demostrado biocompatibilidad, no son necesarios pasos de limpieza, desinfección o esterilización, ya que el paquete no ha sido violado. Si el producto, antes del uso, entre en contacto con superficies u otras sustancias distintas de finalidad de uso, se recomienda desechar la misma. El producto no debe ser reutilizado o reprocesado.

Cabe al profesional habilitado orientar a sus pacientes del riesgo de aspiración y deglución en la hipótesis de quiebra / desprendimiento de las piezas, no se debe subestimar las posibles complicaciones inmediatas o tardías derivadas de ese tipo de accidente y precisa informar adecuadamente al paciente y / o sus responsables legales sobre los riesgos inherentes al acontecimiento y las conductas a tomar.

No utilize el producto si la embalaje está danada o abierta, con el fin de minimizar los posibles riesgos relacionados con la transmisión de microorganismos o los posibles productos falsificados.

Aplicación de productos exclusivamente por profesionales cualificados, la utilización por persona sin conocimientos técnicos necesarios puede provocar un movimiento no deseado de los dientes, pérdida de masa ósea, pérdida de dientes, fenestración, recesión gingival o dehiscencia de raíz.

Corresponde al profesional cualificado instruir al paciente sobre la higiene oral adecuada, para evitar la aparición de placa y tártaro o enfermedades como como la inflamación gingival (gingivitis), la periodontitis o la endocarditis.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con las membranas mucosas y fluidos corporales, se recomienda aplicar las normas de salud profesional para la eliminación de los productos médicos de acuerdo con las normas de salud vigentes.

ATENCIÓN:

La Morelli no se responsabiliza por los resultados obtenidos usando el producto sin precauciones adecuadas o el incumplimiento de las advertencias.

Códigos / Reference / Codigos:

PT Arcos extraorais



Os Arcos extraorais são comercializados nas seguintes medidas:

EN Facebows

The Facebows are marketed under the following measures:

ES Arcos extraorales

Los Arcos extraorales se comercializan en las siguientes medidas:

Medida / Measure / Medida	Quant. / Qty. / Cant.	Cód. / Cod. / Cód.
	01	50.10.001
		50.11.001

	<p>01</p>	<p>50.10.002</p>
		<p>50.11.002</p>
	<p>01</p>	<p>50.10.003</p>
	<p>01</p>	<p>50.10.005</p>

Controle de Revisões / Revision Control / Control de revisión		
Revisão nº Revision nº Revisión nº	Data / Date / Fecha	Alterações / Alterations / Actualizaciones
00	08/2017	Elaboração e disponibilização no portal Morelli. / Elaboration and availability on the Morelli website. / Elaboración y disponibilidad en la página web Morelli.
01	02/2020	Revisão das advertências; Adição de Instruções para o ortodontista e Recomendações ao Paciente. / Review of warnings; Addition of Instructions to the orthodontist and Recommendations to the Patient. / Revisión de advertencias; Adición de instrucciones al ortodoncista y recomendaciones al paciente.
02	03/2020	Revisão das advertências e das informações sobre os componentes. / Review of warning and componentes information. / Revisión de advertencias y información sobre los componentes.