

Bráquetes Morelli Prescrição Andrews *Classic*

As angulações e torques prescritas pelo Prof. Dr. Lawrence F. Andrews deram início às atuais técnicas de Straight Wire (Arco Reto).

A Morelli adiciona sua tecnologia e qualidade aos bráquetes, para que o Ortodontista possa extrair todo o potencial e excelência do procedimento, por um custo acessível.



compr	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,5 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm
torque	-7°	-7°	-7°	+3°	+7°	+7°	+3°	-7°	-7°	-7°
ângulo	0°	0°	+11°	+9°	+5°	+5°	+9°	+11°	0°	0°
.022" x .030"	10.19.007	10.19.007	10.26.005	10.19.003	10.19.001	10.19.002	10.19.004	10.26.006	10.19.008	10.19.008

compr	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm
torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
ângulo	+2°	+2°	+5°	0°	0°	0°	0°	+5°	+2°	+2°
.022" x .030"	10.19.015	10.19.013	10.19.011	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.10.410	10.19.012	10.19.014	10.19.016

**Kit 1 caso
20 peças
Cód. 10.26.901**

Reposições para todos os bráquetes.



Disponibilidade que você encontra em mais de 150 revendedores em todo o Brasil ou através do Depto. de Vendas Morelli nos fones 0800.121455 / 0800.7031455