

Tubos Simples Conversíveis Prescrição M.B.T.



Slot
.022"



- Versões para Colagem e Soldagem.
- Bases anatômicas constituídas de micropinos tratados por jateamento, oferecendo maior resistência aos esforços de mastigação.
- Curvatura na base dos tubos de solda, que favorece ótima adaptação à Banda.

	Prescrição Compatível	Uso	Compr.	Torque	Distal	Qtd	Código
SOLDAGEM	M.B.T.	76	3,5 mm	-14°	10°	10	20.35.103
	M.B.T.	6 7	3,5 mm	-14°	10°	10	20.35.104
	M.B.T.	6 6	3,5 mm	-20°	0°	10	20.35.202
COLAGEM	M.B.T.	76	3,5 mm	-14°	10°	10	20.35.113
	M.B.T.	6 7	3,5 mm	-14°	10°	10	20.35.114
	M.B.T.	6 6	3,5 mm	-20°	0°	10	20.35.212

Para retirar a tampa do
Tubo, use o Destacador
Morelli (cód. 75.01.024)

