

Tubos Ortodônticos Simples



Tubos Conversíveis Prescrição M.B.T.

A linha de Tubos Simples Morelli é versátil, atende aos mais exigentes ortodontistas e às mais variadas técnicas (Roth, Edgewise, Ricketts, M.B.T. e Capelozza).

- ✓ Tubos injetados em corpo único.
- ✓ Entradas de slots afuniladas.
- ✓ Tampas conversíveis.
- ✓ Prolongamentos distais.

✓ Bases:

- Deslocadas para oclusal: menor interferência com o antagonista.
- Tratadas por jateamento: eficiência de colagem.
- Curvaturas nos sentidos cérico oclusal e médio distal: adaptação à anatomia dos molares



Tubos Conversíveis
Prescrições Capelozza/Roth



Tubos Prescrições
Edgewise/Ricketts



Tubos Conversíveis
Prescrições Capelozza/M.B.T.



Tubos Prescrição
Roth