


MOLAS

Fechadas com olhal (Tração)


As forças leves e constantes das Molas Fechadas em NiTi permitem fechamentos seguros de espaços.

Os olhais são dimensionados para o uso com dispositivos como: miniparafusos, ganchos, gurin e demais acessórios ortodônticos.



NiTi com olhal

* Medida	Amplitude de aplicação	Força	Código
7mm	10 a 15 mm	200g	35.20.064
9mm	15 a 25 mm		35.20.065
12mm	25 a 35 mm		35.20.066
15mm	35 a 45 mm		35.20.067



NiTi com olhal para Miniparafuso

* Medida	Amplitude de aplicação	Força	Código
7mm	10 a 15 mm	200g	37.30.001
9mm	15 a 25 mm		37.30.002
12mm	25 a 35 mm		37.30.003
15mm	35 a 45 mm		37.30.004