

# ARCO NiTi .010"

## *Ultra Leve*

### APLICAÇÃO EM BRÁQUETES AUTOLIGADOS E CONVENCIONAIS

O arco Ultra Leve tem performance excepcional de alinhamento com Bráquetes Autoligados interativos e passivos, cujo atrito é bastante reduzido.

Os bráquetes convencionais também podem ser beneficiados quando combinados com ligaduras passivas.\*

O arco .010" NiTi Ultra Leve é superelástico e tem metade da força do arco .012", o que determina as forças baixas e contínuas, além de aceitar grandes deflexões.


Ideal em presença de grandes apinhamentos, para uma movimentação segura, sem impor esforços excessivos ao periodonto.

**Tamanho único - Intermediário**  
(Inferior Std ou Superior P)  
Código 50.70.010  
10 un.



\* Amarrilho metálico livre ou elastômero em "x" ou "8".

 Não deve ser usado com ligaduras convencionais, pois o atrito pode bloquear a movimentação!

 Para o corte distal do arco na boca do paciente, assegure-se que o alicate retêm a ponta do arco!