

MÁSCARA FACIAL DE PETIT

A Máscara Facial de Petit é amplamente reconhecida por sua eficácia nas correções da Classe III, com o objetivo de equilibrar o desenvolvimento ósseo maxilar do paciente, a partir da tração reversa da maxila.

A Máscara Facial de Petit Morelli possui um design ajustável, que se adapta perfeitamente à face de cada paciente, permitindo um posicionamento correto e eficiente. Também é a única que possibilita o uso de duas formas: Mentoneira Fixa ou Mentoneira Articulada.




Mentoneira Fixa



Mentoneira Articulada

A versão na cor cinza oferece uma opção mais neutra, perfeita para pacientes que preferem cores sóbrias.



Ponteira de proteção

Apoio anatômico na testa, regulável e articulado com ganchos para o elástico parietal

**NOVA
COR
CINZA**

70.50.003

Haste central

Suporte regulável para tracionamento com elásticos

Mentoneira regulável

Corpo metálico regulável

Espuma confortável para proteção

DISPONÍVEL TAMBÉM
NAS CORES AZUL E ROSA



70.50.001

70.50.002



ACOMPANHA
CHAVE TIPO ALLEN

MORELLI

www.morelli.com.br

0800 0121455 | 0800 7031455

©2024 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.