

ARCOS NiTi INTRAORAIS

Estéticos

O acessório que faltava para complementar o seu Kit de Bráquetes Estéticos!

Os Arcos Intraorais NiTi Estéticos Morelli foram desenvolvidos a partir dos Arcos Superelásticos, revestidos com uma fina película de polímero.

Não é pintura, é recobrimento!

Além do bom deslize nos slots, possuem considerável resistência à abrasão, mantendo a cobertura por um largo espaço de tempo.

Coloração próxima ao esmalte dentário

Recobrimento resistente











Resistência à manchas e alterações de cor

Material biocompatível

A durabilidade do recobrimento se mostrou bastante satisfatória nos testes clínicos, suportando em média 30 dias (prazo de substituição recomendado nas embalagens). Essa performance pode variar de acordo com hábitos do paciente, tais como: consumo de álcool, escovação excessiva, entre outros.

Os Arcos Intraorais NiTi Estéticos são acondicionados em 5 unidades por embalagem.

Para mais informações, acesse o site Morelli.

Identificação			
Medidas	Grande 	Médio 	Qtd
 .012" - 0,30mm	50.60.035	50.70.035	05
 .014" - 0,35mm	50.60.036	50.70.036	05
 .016" - 0,40mm	50.60.037	50.70.037	05
 .018" - 0,45mm	50.60.038	50.70.038	05
 .017" x .025" 0,43 x 0,63mm	50.62.036	50.72.036	05
 .019" x .025" 0,48 x 0,63mm	50.62.037	50.72.037	05