


EXPANSORES MORELLI

Os Expansores Morelli se distinguem pela eficiência mecânica nas expansões transversais e setorizadas, além de distalizações dentárias maxilares e mandibulares.

Os equipamentos de alta tecnologia utilizados em sua fabricação impõe aos Expansores Morelli alta precisão em seus componentes.



- Ativações precisas a cada giro do parafuso;
- Parafuso com sistema de frenagem, evitando o retrocesso e perda de ativação;
- Estabilidade diante dos esforços maxilares e mandibulares;
- Travamento no topo dos pinos de guia impedindo o desmonte do expansor, no caso de abertura excessiva.

O Expansor adequado para o seu procedimento, disponível em embalagens com 1 ou 10 unidades!

Expansores acompanhados de uma chave de ativação



BILATERAIS

Mini
6,5 mm 9 mm

Standard
7 mm 11 mm

Universal
7 mm 9 mm 11mm



UNILATERAIS

Mini
5 mm

Unilateral
6,5 mm



LEQUE

Leque
8 mm