

bráquete *Ceramic* Roth

A beleza e translucidez da cerâmica aliados ao conforto de um design feito sob medida para clientes exigentes.

Injetados em cerâmica de alumina, os **Bráquetes Roth Ceramic Morelli** não sofrem desgastes, são policristalinos, translúcidos, biocompatíveis e não perdem a cor original mesmo em ambientes de extrema agressão.

A translucidez do **Bráquete** assume a mesma cor do dente ao ser aplicado, tornando - se um produto altamente estético.



R\$ **130,00**
Kit com 1 caso
cód. 10.11.900

R\$ **32,50**
Reposições com
5 peças

Base constituída de micro cavidades com raio cérico oclusal. Ótima capacidade de adesão ao esmalte, por ser bi-jateada e silanizada.