

ORTHOBOND[®]PLUS

Color Change Adhesive

Feito por quem **mais** entende de bráquetes para quem **mais** entende de ortodontia.

O adesivo de colagem ortodôntica fotopolimerizável **ORTHOBOND PLUS** possui a densidade e resistência adequadas para uma colagem confortável e eficaz. Sua fluidez e consistência foram especialmente projetadas para penetrar nos micro pinos dos Bráquetes Morelli

Cód. 85.01.017

Rende mais de **15 CASOS COMPLETOS**

CONTÉM 4g

Apresenta **ALTA PERFORMANCE** para colagem de bráquetes metálicos, cerâmicos e compósitos, tubos e demais acessórios.

O adesivo apresenta uma coloração levemente rosa, o que **FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO** durante a aplicação na base das peças destinadas à colagem, especialmente durante o acabamento e remoção de excessos do esmalte dentário.

EFICIÊNCIA E FACILIDADE EM UMA SÓ SERINGA

Sistema **COLOR CHANGE**

Ao realizar a fotopolimerização, o adesivo perde o tom de rosa e apresenta uma coloração similar ao dente.



ORTHOPRIMER

AUMENTE A EFICIÊNCIA DA COLAGEM ORTODÔNTICA

O **ORTHOPRIMER** é um adesivo fluído utilizado como base para ativação de adesivos ortodônticos fotopolimerizáveis. Possui base fotopolimerizável de alta fluidez para micro penetração nos prismas do esmalte, potencializando as colagens em bráquetes e acessórios.

Rende mais de
50 CASOS
COMPLETOS

CONTÉM 5g

Ensaios laboratoriais comprovam que a aplicação do **ORTHOPRIMER**, em peças METÁLICAS e CERÂMICAS, proporciona um aumento da força de adesão em até 20%. Além de ter uso imprescindível em peças de policarbonato / compósito.



Cód. 85.01.016

Pode ser utilizado em conjunto com qualquer adesivo ortodôntico fotopolimerizável, pois suas propriedades físico-químicas são ideais para adesão dos bráquetes e outras peças ao esmalte dentário.

Aumento considerável da eficiência de colagem quando utilizado em conjunto com o **ORTHOBONDPLUS**.

Confira dicas essenciais de colagem em nosso **Manual de Colagem Ortodôntica**.

Solicite através do nosso site:

www.morelli.com.br/loja/catalogobrindes

MORELLI
ORTODONTIA

www.morelli.com.br
0800 121455 / 0800 7031455

©2017 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.