

TUBO simples

PRESCRIÇÃO M.B.T.

LANÇAMENTO



Para completar nossa linha, estamos lançando mais um tubo simples para a técnica MBT, para colagem nos segundos molares inferiores (37 e 47), com gancho central, Slot 0.22, Torque -10° e Distal 0° .

O novo tubo é nosso primeiro não conversível na técnica MBT, e traz o mesmo desempenho e segurança já comprovados na linha de Tubos Morelli.

Conta também com:

- Afunilamento na entrada do slot, para facilitar a inserção do fio.
- Extensão distal, que favorece o uso do amarrilho para amarração conjugada.
- Canal de alojamento da pinça para facilitar o assentamento durante a colagem.

A base possui micro pinos redondos, borda e raios cérvico-oclusal para melhor retenção e adaptação ao dente.



Cód. 20.35.215

Embalagem com 10 unidades