



Contando com a participação especial e aprovação clínica do Prof. Ms. Bolivar Pimenta e Prof. Dr. Fernando Pedrin, Ortodontistas renomados pela vasta experiência na técnica autoligável, surge uma nova apresentação para os bráquetes autoligados: o Self Ligating Hybrid – SLH, um sistema híbrido que permite um excelente resultado de finalização do caso.

## COMPOSIÇÃO DO KIT **SLH**

	SLP			SLI				SLP		
Maxilar										
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
Mandibular										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
	SLP			SLI				SLP		

\*Peças na Prescrição Roth | Slot .022"

# DUAL ACTIVATION SYSTEM

A dupla ativação combina bráquetes autoligados anteriores interativos com posteriores passivos para um sistema híbrido que permite liberdade do movimento ortodôntico, enquanto ainda oferece controle anterior total para um acabamento preciso.

## DENTES ANTERIORES BRÁQUETE INTERATIVO SLI

Alta liberdade de movimentação dos fios durante o nivelamento inicial e alinhamento; Excepcional controle de torque e rotação durante a fase ativa do Clip, momento da finalização e acabamento.

## DENTES POSTERIORES BRÁQUETE PASSIVO SLP

Alta liberdade de movimentação dos fios durante todas as fases do tratamento.

# UM SISTEMA. MUITAS POSSIBILIDADES.

O **Sistema Híbrido** é um conceito inovador com múltiplas aplicações - todas concebidas para melhorar a filosofia de tratamento.

Aqui está o que você vai experimentar com a dupla ativação:

- O melhor dos dois mundos – bráquetes interativos e passivos em um sistema unificado
- Excelente controle anterior
- Liberdade posterior



Utilizando o SLH você terá toda praticidade do sistema autoligável, permitindo que você trate seus pacientes do seu jeito usando o melhor dos sistemas interativo e passivo.

Cód. Kit: 10.23.900  
Prescrição Roth  
Slot .022"

As reposições serão as mesmas já disponíveis dos respectivos SLI e SLP.