

# STOP fechado COM APLICADOR

## MAIS FACILIDADE E PRATICIDADE PARA INSTALAR OS STOPS FECHADOS NOS ARCOS INTRAORAIS

Economize seu tempo e evite desperdícios, na nova versão com Aplicador basta encaixar o Stop no arco Intraoral, e após devidamente posicionada, destacar a haste plástica do Stop, agilizando o processo de instalação.



## QUAIS AS VANTAGENS DO USO DO STOP?

A utilização do stop auxilia na mecânica ortodôntica e minimiza a utilização de acessórios.

**ABERTURA DE ESPAÇO:** Permite utilizar o arco de NiTi como mola para abertura de espaços.

**MANTENEDOR DE ESPAÇO:** Utilizado para manter espaços, após a abertura com molas, realização de exodontias ou até mesmo quando se deseja manter um espaço para futuros implantes ou próteses.

**REDUÇÃO DAS CONSULTAS DE EMERGÊNCIA:** Ao evitar a movimentação do arco, principalmente nos bráquetes autoligados, pode-se prevenir as consultas de emergência causadas pelo desconforto da ponta do arco na distal dos molares.

### ESPECIFICAÇÕES

**Embalagem:** 10 unidades • **Código:** 30.40.021