







## Tubo Simples Roth

## Ainda melhor!



- Entalhe na face vestibular do tubo para alojamento e posicionamento do tubo com pinças.
- Base com raio cérvico oclusal para perfeita acomodação na superfície do dente ou na banda ortodôntica.
- Pinos retentivos quadrados e contenção periférica na base proporcionando melhor colagem e acabamento.

Uso	Compr.	Tubo Ø	Torque	Distal	Qtd	Soldagem		Colagem	
						SLOT 18	<b>SLOT 022</b>	<b>SLOT 018</b>	SLOT 022
7 6	3,5mm	-	-14°	14º	10	20.10.111	20.10.211	20.11.111	20.11.211
6_7	3,5mm	-	-14°	14º	10	20.10.112	20.10.212	20.11.112	20.11.212
7 6	3,5mm	_	-30°	4°	10	20.10.121	20.10.221	20.11.121	20.11.221
6 7	3,5mm	-	-30°	4°	10	20.10.122	20.10.222	20.11.122	20.11.222

