


GANCHO UNIVERSAL PARA MPO

MAIS
PRATICIDADE
NO SEU DIA A DIA

Cód. 30.40.010




Melhor planejamento da movimentação devido a opção de diferentes alturas para o posicionamento da mola.



Ideal para o encaixe de molas com olhais de \varnothing 1,6mm ou \varnothing 2,3mm, elásticos em corrente e fios de amarrilho.

Indicado para fios retangulares até .021"x .025".



Com o Gancho Universal para MPO Morelli você tem total versatilidade para desempenhar a melhor mecânica ortodôntica visando o melhor para seu paciente.



Se desejar ajustar a altura, remova os ganchos flexionando nos pontos indicados e dê acabamento.

Você pode aplicar uma resina flow na ponta para maior conforto do paciente.