

LANÇAMENTO

CONTENÇÃO TWISTFORM

O TwistForm é a solução mais prática para as contenções fixas, no momento da finalização dos casos ortodônticos. Um fio com maleabilidade ideal, que se adapta instantaneamente, sem precisar de moldagens ou escaneamentos.

A Contenção TwistForm tem uma combinação de 3 fios de aço inox (CrNi) perfeitamente trançados, com espessura total de .020" (Ø 0,5 mm). O que garante um perfil baixo, para maior conforto ao paciente e menor risco de soltura da contenção.

Essa combinação de fios passa por um tratamento térmico especial, que torna a contenção mais maleável e com perfeita acomodação. Cada contenção possui aproximadamente 4 cm de comprimento, uma extensão que permite ajuste de tamanho para a contenção 3x3 em qualquer paciente.

POR QUE UTILIZAR O TWISTFORM?

- Menos tempo de cadeira;
- Mais economia para confecção de contenções;
- Fácil de aplicar, pois adapta-se naturalmente à curvatura do arco lingual;
- Perfil baixo para conforto do paciente;
- Permite micro movimentações dento-alveolar, com menor índice de soltura e retrabalho;
- Cola em qualquer orientação, melhor que as fitas de retenção que colam de um só lado;
- Não corta o fio dental na higienização, pois não tem arestas como as fitas de contenção.

COMPRIMENTO	QTD.	CÓDIGO
4,15 cm 	10	30.06.303



Assista ao vídeo com a explicação completa sobre o uso do Twist Form.

Aponte a câmera do seu celular para realizar a leitura do QR code ao lado.

MORELLI

www.morelli.com.br

0800 0121455 | 0800 7031455

©2022 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.