

NOVAS LIGADURAS ELÁSTICAS

COM ADITIVO ANTIMICROBIANO

A nova linha de ligaduras apresenta novas cores super modernas e exclusivas para modulares e bengalinhas, todas com aditivo antimicrobiano, uma inovação para trazer mais durabilidade e conservação aos elásticos.

TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA

A incorporação do aditivo antimicrobiano na matriz do polímero impede o desenvolvimento e a fixação de fungos e bactérias. Essa inovação proporciona a redução de manchas e odores indesejados, além de preservar as propriedades mecânicas dos elásticos.

CORES EXCLUSIVAS

As ligaduras possuem pigmentos cuidadosamente selecionados e de qualidade superior, para compor uma paleta de cores mais estáveis, modernas e vibrantes. São 9 opções exclusivas para atender diversos gostos e estilos.



**ROXO
AMETISTA**



**ROSA
CHICLETE**



**ROSA
PITAYA**



**LARANJA
CORAL**



**VERDE
LIMA**



**AZUL
CARIBE**



**AZUL
CÉU**












**AZUL
PETRÓLEO**



**CINZA
GRAFITE**

MEMÓRIA DE FORMA E PROPRIEDADES MECÂNICAS

Ao utilizarmos matérias-primas de excelência e o aditivo antimicrobiano, produzimos elásticos com propriedades mecânicas mais adequadas. Além disso, realizamos o tratamento térmico do material, garantindo maior memória de forma dos elásticos.

CORES	BENGALINHA	QTD. (anéis)	MODULAR	QTD. (anéis)
 Roxo Ametista	60.03.166	1000	60.06.166	500
 Rosa Chiclete	60.03.168	1000	60.06.168	500
 Rosa Pitaya	60.03.165	1000	60.06.165	500
 Laranja Coral	60.03.167	1000	60.06.167	500
 Verde Lima	60.03.161	1000	60.06.161	500
 Azul Caribe	60.03.162	1000	60.06.162	500
 Azul Céu	60.03.163	1000	60.06.163	500
 Azul Petróleo	60.03.164	1000	60.06.164	500
 Cinza Grafite	60.03.160	1000	60.06.160	500

FÁCIL UTILIZAÇÃO

- Anéis 100% separados
- Haste com perfil oval

Cód 75.01.028

PINÇA PLIC PARA MODULARES

- Ponta com encaixe perfeito
- Fácil aplicação do elástico no bráquete
- Ótima também para aplicação de stops, arcos, molas e ganchos

