

ELÁSTICOS INTRAORAIS

Black LATEX

A Linha de Elásticos Intraorais Morelli agora conta com versão **Black Latex**, com aditivo antimicrobiano, uma inovação para trazer mais estética e durabilidade aos elásticos.



TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA

A incorporação do aditivo antimicrobiano na matriz do elastômero evita o desenvolvimento e a fixação de fungos e bactérias. Essa inovação preserva as propriedades mecânicas dos elásticos, e garante a manutenção da coloração do **Black Latex**.



MAIS DISCRIÇÃO

A tonalidade mais clara do látex natural, destaca-se na cavidade oral do paciente. Ao usar o látex preto, temos mais discríção na abertura da boca, o que pode ajudar na aceitação durante o tratamento.



Black
LATEX



LATEX



COM AROMA
DE MENTA

MEDIDAS	CÓDIGO	QTD.
● Médio 1/8" = 3,20mm	60.02.410	1000
● Médio 3/16" = 4,80mm	60.02.411	1000
○ Médio 1/4" = 6,35mm	60.02.412	1000
○ Médio 5/16" = 7,94mm	60.02.413	1000

MORELLI
www.morelli.com.br

0800 0121455 | 0800 7031455

©2023 - Todos os direitos reservados. Dental Morelli Ltda.