


Ricketts Slim

O Kit de Bráquetes **Ricketts Slim** é composto por um mix de itens, com as mesmas características de torque, ângulo, qualidade e design necessários à técnica.

As melhorias incorporadas aos novos **Ricketts Slim** oferecem maior distância inter-bráquetes, além das vantagens de adaptabilidade e resistência das bases, características das modernas tecnologias de construção.



Peças Menores

Melhor relação inter-bráquetes

Baixo perfil (in-out)

Ricketts Slim

com ganchos nos caninos e pré-molares

Referências

1 Kit 20 peças

.018" x .030"
0,46 x 0,76mm

10.25.905

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Compr | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 3,0 mm | 3,0 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Torque | 0° | 0° | +7° | +14° | +22° | +22° | +14° | +7° | 0° | 0° |
| Ângulo | 0° | 0° | +5° | +10° | +3° | +3° | +10° | +5° | 0° | 0° |
| In/out | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm |

Reposições

Novos

Novos

.018" x .030"

10.65.104 10.65.104 10.25.305 10.25.303 10.25.301

10.25.302 10.25.304 10.25.306 10.65.105 10.65.105

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Qtde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maxilar | 5 15 | 4 14 | 3 13 | 2 12 | 1 11 | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 |
| Mandibular | 45 5 | 44 4 | 43 3 | 42 2 | 41 1 | 31 1 | 32 2 | 33 3 | 34 4 | 35 5 |
| Compr | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Torque | 0° | 0° | +7° | 0° | 0° | 0° | 0° | +7° | 0° | 0° |
| Ângulo | 0° | 0° | +5° | 0° | 0° | 0° | 0° | +5° | 0° | 0° |
| In/out | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm | 0,84 mm |

Reposições

Novo

Novo

.018" x .030"

10.65.105 10.65.105 10.25.307 10.65.103 10.65.103

10.65.103 10.65.103 10.25.308 10.65.104 10.65.104

| | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Qtde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Obs.: Os itens sem pintar já fazem parte de outros Kits Morelli.

MORELLI
ORTODONTIA
www.morelli.com.br

KIT - 20 un
Cód. 10.25.905



Disponibilidade que você encontra em mais de 150 revendedores em todo o Brasil ou através do Depto. de Vendas Morelli nos fones: 0800.121455 / 0800.7031455