

Tubos com Ganchos Centralizados Edgewise e Ricketts

Podem ser utilizados nas arcadas superiores ou inferiores, do lado esquerdo ou direito.

Moldados em corpo único de aço inoxidável pelo processo M.I.M. com a tradicional garantia de resistência e conforto de acabamento dos Tubos Morelli.

Base com curvatura cérvico-oclusal, cuja acomodação favorece a resistência da soldagem na banda.

TUBO DUPLO com Gancho Central para Soldagem



Uso	Comprimento	Torque	Qtd	Código .018"	Código .022"
$\frac{7}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{6}$	3,5 mm	0°	10	20.40.163	20.40.263

TUBO DUPLO com Gancho Central para Colagem

Uso	Comprimento	Torque	Qtd	Código .018"	Código .022"
$\frac{7}{6} \frac{6}{6} \frac{7}{6}$	3,5 mm	0°	10	20.41.163	20.41.263



TUBO DUPLO Conversível com Gancho Central para Soldagem

Uso	Comprimento	Ø Tubo	Torque	Qtd	Código .018"	Código .022"
$\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	3,5 mm	Cervical 1,15mm - .045"	0°	10	20.40.330	20.40.331
$\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	3,5 mm	Cervical 1,30mm - .051"	0°	10	20.40.430	20.40.431



TUBO TRIPLO com Gancho Central para Soldagem

Uso	Comprimento	Ø Tubo	Torque	Qtd	Código .018"	Código .022"
$\frac{6}{6} \frac{6}{6}$	3,5 mm	Cervical 1,15mm - .045"	0°	10	20.50.180	20.50.181