

# MOLAS

## Abertas e Fechadas

(Tração e Compressão)

As Molas Abertas e Fechadas Morelli produzem forças suaves e constantes para tração e compressão dentária. São ideais para fechamento (tração) e abertura (compressão) de espaços e outras movimentações, além de modelos com olhais para ancoragem em Miniparafusos.

Aberta CrNi  
(Compressão)



1m  
Cód. 35.20.060

Recomendada para abertura de espaços interdentais.

Fechada CrNi  
(Tração)



1m  
Cód. 35.20.061

Própria para fechamento de espaços dentários.

Aberta NiTi  
(Compressão)



3 un.  
Cód. 35.20.062

Utilizada para abertura de espaços com força leve e contínua.

Fechada NiTi com olhal  
(Tração)



4 un.  
7 mm  
Cód. 35.20.064

Com medidas de 7 a 15 mm para fechamento de espaços utilizando olhais para facilitar as ancoragens nos ganchos dos bráquetes e tubos.

9 mm  
Cód. 35.20.065

12 mm  
Cód. 35.20.066

15 mm  
Cód. 35.20.067


Aberta e Fechada NiTi  
(Compressão)



3 un.  
178 mm  
Cód. 35.20.072

Para abertura de espaços com forças mais suaves, contínuas, com maior conforto ao paciente.

Fechada NiTi para Miniparafuso  
(Tração)



4 un.  
7 mm  
Cód. 37.30.001

Nas medidas de 7 a 15 mm possui um olhal dimensionado para ancoragem em Miniparafusos.

9 mm  
Cód. 37.30.002

12 mm  
Cód. 37.30.003

15 mm  
Cód. 37.30.004